

Tank-Augenduschen Tank eyewash stations



- Einfache und kostengünstige Montage direkt am Arbeitsplatz (Wand-/Tischmontage)
 - Wartungsfrei für bis zu 6 Monate – keine wöchentliche Funktionsprüfung notwendig (bei Einsatz eines Antibakteriellen Zusatzes)
 - Leichte und einfache Anwendung durch Herunterziehen der Verschlusskappen
- Sleek and inexpensive assembly near the working place (wall-/table mounted)
 - Maintenance-free for up to 6 months – no weekly activation required (by using of an antibacterial addition)
 - Easy and simple activation by dragging down the pull-strip



BR 954 005

ClassicLine Tank-Augendusche mit Wechseltank ClassicLine tank eyewash station with replacement tank

Tank-Inhalt: 3,8 Liter
Spülzeit: ca. 3 Minuten
Haltbarkeitsdauer (geöffnet): 6 Monate
Abmessungen (H x B x T):
500 x 250 x 350 mm

Tank capacity: 3.8 litre
Flush time: about 3 minutes
Time of permanency (opened): 6 months
Dimensions (H x W x D):
500 x 250 x 350 mm



BR 958 005

ClassicLine Tank-Augendusche mit Edelstahltank ClassicLine tank eyewash station with stainless steel tank

Tank-Inhalt: 16 Liter
Spülzeit: ca. 5 Minuten
Gesamthöhe: 560 mm

Tank capacity: 16 litre
Flush time: about 5 minutes
Total height: 560 mm



BR 960 005

ClassicLine mobile Tank-Augendusche mit Edelstahltank ClassicLine mobile tank eyewash station with stainless steel tank

Tank-Inhalt: 16 Liter
Spülzeit: ca. 5 Minuten
Gesamthöhe: 850 mm

Tank capacity: 16 litre
Flush time: about 5 minutes
Total height: 850 mm



BR 910 980

Antibakterieller Zusatz für Tank-Augenduschen BR 958 005, BR 960 005 Antibacterial addition for tank eyewash stations BR 958 005, BR 960 005

Konserviert Wasser bis zu 6 Monate
Inhalt: 100 ml
Dosierung: 10 ml auf 100 Liter Wasser

Disinfects and preserves water for up to 6 months
Contents per bottle: 100 ml
Dosing: 10 ml to 100 litres water

Tank-Augenduschen Tank eyewash stations

ClassicLine

- Einfache und kostengünstige Montage direkt am Arbeitsplatz (Wand-/Tischmontage)
- Wartungsfrei für bis zu 6 Monate – keine wöchentliche Funktionsprüfung notwendig (bei Einsatz eines Antibakteriellen Zusatzes)
- Leichte und einfache Anwendung durch Herunterziehen der Verschlusskappen
- Sleek and inexpensive assembly near the working place (wall-/table mounted)
- Maintenance-free for up to 6 months – no weekly activation required (by using of an antibacterial addition)
- Easy and simple activation by dragging down the pull-strip



BR 951 005

ClassicLine Tank-Augendusche, für Wand-/Tischmontage ClassicLine tank eyewash station, wall-/table mounted

Tank-Inhalt: 22 Liter
Spülzeit: ca. 5 Minuten
Abmessungen (H x B x T):
540 x 350 x 350 mm

Tank capacity: 22 litre
Flush time: about 5 minutes
Dimensions (H x W x D):
540 x 350 x 350 mm



BR 952 005

ClassicLine Tank-Augendusche, für Wand-/Tischmontage ClassicLine tank eyewash station, wall-/table mounted

Tank-Inhalt: 60 Liter
Spülzeit: ca. 15 Minuten
Abmessungen (H x B x T):
580 x 450 x 450 mm

Tank capacity: 60 litre
Flush time: about 15 minutes
Dimensions (H x W x D):
580 x 450 x 450 mm



BR 953 005

ClassicLine frostsichere beheizte Tank-Augendusche, für Wand-/Tischmontage ClassicLine frostprotected heated tank eyewash station, wall-/table mounted

Tank-Inhalt: 60 Liter
Spülzeit: ca. 15 Minuten
Elektrischer Anschluss: 230 V – 50 Hz
Abmessungen (H x B x T):
580 x 450 x 450 mm

Tank capacity: 60 litre
Flush time: about 15 minutes
Electrical supply: 230 V – 50 Hz
Dimensions (H x W x D):
580 x 450 x 450 mm



BR 951 100

Antibakterieller Zusatz für Tank-Augenduschen BR 951 005, BR 952 005, BR 953 005 Antibacterial addition for tank eyewash stations BR 951 005, BR 952 005, BR 953 005

Haltbarkeitsdauer:
ungeöffnet: 2 Jahre
geöffnet: 6 Monate
Dosierung: 1x Flasche für 60 Liter Wasser
Verpackungseinheit: 4x Flaschen

Time of permanency:
unopened: 2 years
opened: 6 months
Dosing: 1x bottle for 60 litre water
Packing unit: 4x bottles